

Yên Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**V/v mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng lấy mẫu xét nghiệm
cho hệ thống lọc nước R.O dùng cho hệ thống chạy thận nhân tạo**

Kính gửi: Các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực cung ứng các hàng hóa, dịch vụ liên quan

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh đang có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng lấy mẫu xét nghiệm cho hệ thống lọc nước R.O dùng cho hệ thống chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện với nội dung chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Để có cơ sở xây dựng dự toán, Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ điều kiện và năng lực trong lĩnh vực này gửi hồ sơ báo giá về Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh. Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Yên Minh

Địa chỉ: Tổ 6, TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Thời gian nhận báo giá: Trước 10h00 ngày 19 tháng 12 năm 2022

(Trong giờ hành chính)

Số điện thoại liên hệ: DS Quỳnh : 0914.673.745 Vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Bảng báo giá: Nội dung chào giá cầu bảo trì, bảo dưỡng lấy mẫu xét nghiệm cho hệ thống lọc nước R.O dùng cho hệ thống chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện ĐKKV Yên Minh

Hồ sơ gồm

Thư chào giá


Văn bản chứng minh công ty có chức năng liên quan nội dung công việc chào giá.

Bệnh viện ĐKKV Yên Minh xin trân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website BV
- Lưu VT, TTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Thúc



PHỤ LỤC

Danh mục hàng hóa, dịch vụ đề nghị chào giá

(Đính kèm thư mời chào giá ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Yên Minh)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)
1	- Kiểm tra, đo đặc toàn bộ nguồn điện áp vào/ra của các phần tử điện, cơ khí, thủy lực như bơm, van, Attomate, Autovalve, khởi động từ, van phao báo đầy, báo cạn đảm bảo hoạt động tốt. - Kiểm tra toàn bộ đường ống, đèn UV, tình trạng phin lọc các loại - Vệ sinh công nghiệp toàn bộ HT - Thực hiện hoặc kiểm tra việc xục rửa, tái sinh tự động cột lọc đa cấp, than và hạt làm mềm, đánh giá tình trạng của cột lọc qua hệ thống đồng hồ kiểm soát áp lực và đo TDS.	Lần	04	
2	Tẩy rửa khử trùng toàn bộ HT đường ống RO bằng dung dịch Hemoclean hoặc tương đương hoặc Giavel 0,2 -0,5%	Lần	04	
3	Phân tích hoá lý các chỉ tiêu tham chiếu tiêu chuẩn Hoa kỳ cho nước dùng trong điều Trị TNT tại Viện sức khỏe Nghề nghiệp và môi trường: 01 mẫu/lần	Mẫu	04	
4	Kiểm tra xét nghiệm vi sinh nước RO (01 mẫu của nước RO cho máy thận và 01 mẫu của nước RO cho rửa quả lọc) tại Viện sức khỏe Nghề nghiệp và môi trường: 02 mẫu/lần * Thời điểm lấy mẫu: Sau khi khử trùng đường ống.	Mẫu	04	
5	- Đo nội độc tố Endotoxine nước RO (01 mẫu của nước RO cho máy thận và 01 mẫu của nước RO cho rửa quả lọc): 02 mẫu/lần * Thời điểm lấy mẫu: Sau khi khử trùng đường ống	Mẫu	04	